

Updateanleitung ODSdysplasie

**Für ODSdysplasia
Version 4.6.0.0
Vom 15.03.2014**

1. Einleitung


Laden Sie die ZIP-Datei mit dem Update von unserer Homepage oder durch klicken auf den Link, den Sie von uns per Mail erhalten haben. Die Zip-Datei ist Kennwortgeschützt. Das Kennwort wurde Ihnen entweder per Mail zugeschickt oder Sie erhalten es von support@asthenis.de.

2. Datei entpacken

Öffnen Sie die Zip-Datei in einem Zip-fähigen Entpacker (z.B. der freien Anwendung 7zip), geben Sie das Kennwort ein und speichern Sie die enthaltene Datei in einem Verzeichnis Ihrer Wahl.

3. Update vorbereiten

Öffnen Sie den Windows-Dateimanager (Dateiexplorer) und suchen Sie die Datei ODSdysplasia.exe.




Diese befindet sich normalerweise in einem dieser Verzeichnisse:

C:\Programme\asthenis\ODSdysplasia

C:\Programme\asthenis\ODScervix


C:\Programme (x86)\asthenis\ODSdysplasia




Benennen Sie diese Datei in ODSDysplasia_OLD.exe um. Kopieren Sie nun die ODSdysplasia.exe aus der Zip-Datei oben in dieses Verzeichnis.

4. Update durchführen

Öffnen Sie ODSdysplasia mit Doppelklick und navigieren Sie zum Menüpunkt „Datei“ → „Updates“.



Klicken Sie auf „Ausführen“, wenn nicht alle Punkte der List grün angehakt sind.



Danach ist das Update fertig. Diesen Punkt müssen Sie nur EINMAL ausführen. Sollten Sie ODSdysplasie auf mehreren Rechnern haben, müssen Sie auf JEDEM Rechner den Punkt 3. Oben ausführen.

Bei Problemen

Bei Fragen zur Anwendung und Installation wenden Sie sich bitte an unseren Support:

asthenis GmbH
Saturnstrasse 14
85609 Aschheim

E-Mail: support@asthenis.de

Tel.: 089 65 30 86 80, Stichwort ODSdysplasie

Bei Verbesserungsvorschlägen und anderen Problemen bitte an die Zentrale

asthenis GmbH
Saturnstrasse 14
85609 Aschheim

E-Mail: info@asthenis.de

Tel.: 089 65 30 86 80, Stichwort ODSdyplasie